

	<b>СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД</b>	
	<b>ИНСТРУКЦИЯ</b> за употреба на уред Стерилизатор 8 кварцов за мет. инструменти	<b>ТЕЛ. 032/622968</b>
	<b>DZY9008A</b>	

За да работи уреда по най-добрия начин, ви препоръчваме да прочетете това ръководство за употреба внимателно, преди да го инсталирате и да работите с него. Разбирането и спазването на правилния процес на работа значително ще удължи ефективността на уреда.

Този уред се използва за стерилизация на метални инструменти с висока температура – 200 °С.

1. Технически характеристики:

АС 220-240 V/50Hz, 75 W.

Размери – диаметър 16.5 см и височина 16.5 см, за вътрешния работен корпус 4.3/4.3/8 см, тегло 0.850 кг.

Работния резервоар на уреда е от неръждаема стомана.

2. Начин на работа:

- преди да включите уреда към главната мрежа, проверете дали техническите му характеристики отговарят на тези на електрическата мрежа.
- поставете уреда на равно, стабилно и сухо място.
- отворете капака и изсипете кварцовите кристали в резервоара, като те не трябва да заемат повече от 80 % от обема. Затворете капака преди да включите уреда.
- свържете уреда в захранването, натиснете червения бутон на I, индикатора за температурата светва в червено и тогава започва нагряването на кристалите.
- когато след 10-12 минути работната температура достигне до 200°C индикатор спира да свети и нагряването спира. Вдигнете капака и поставете вертикално инструментите, който желаете да стерилизирате, като предварително сте ги изплакнали с вода и сапун и сте ги подсушили.
- след около 20-30 секунди с подходящи ръкавици, без да докосвате кристалите или корпуса, извадете инструментите и затворете капака. Когато температурата стане по-ниска светва червения индикатор и нагряването започва отново.

3. Предпазни мерки:

- почистването на външния корпус на уреда да става редовно с мека памучна кърпа, леко напоена с дезинфектант. За почистване не са подходящи агресивни или разтварящи почистващи средства и шкурки! Преди да започнете почистването, изключете апарата и го оставете да изстине.
- уреда трябва да се ползва само на подходящо сухо, равно и стабилно място.
- когато приключите с употребата на стерилизатора, изключете от главната мрежа.
- моля да се обърнете към съответния сервиз при проблеми с уреда. Всякакъв вид ремонт да се извършва от съответните специалисти! Компанията производител не поема отговорност за наранявания на персонала и за повреди на инструментите, получени в случай на неспазване на инструкциите за употреба.
- да се пази от деца особено по време на работа!
- никога не включвайте и не ползвайте уреда без кварцовите кристали!
- не пипайте контейнера и кристалите по време или непосредствено след стерилизация, главно за да избегнете инцидент и нежелани изгаряния!
- избягвайте попадането на вода или други течности в уреда!